

EXERFIT

BRUKSANVISNING
för
EXERFIT Massage Pillow



BUILT FOR HEALTH

Kundservice

Dyker det upp några problem eller om du har några frågor, kontakta ditt servicecenter eller din återförsäljare.

Din Shiatsu Massagekudde

1. Massagehuvud
2. Massageklaff
3. Av/på knapp
4. Sladd
5. Strömsladd
6. Justerbar stropp

Shiatsu Massagekudde

Använd kudden på ställ nacke, rygg, såra axlar, ljumskar och vader. Med dypa tvåvägs massagepunktar ger produkten en liknande upplevelse som den tradisjonella Shiatsu-terapi, men du får också möjligheten att använda den lugnande värmen. Den kompakta formen, det mjuka tyget och den justerbara stroppen ger et bekvämt stöd och ger dig möjligheten att glömma stress och plågor, inte bara hemma, men även på kontoret.

Använda massagekudden

1. Sätt i sladden från kudden (4) inn i strömsladden.
2. Sätt strömsladden inn i väggen..
3. Om du behöver det kan du fästa kudden i stolen med den justerbara stroppen.
4. Trycka på knappen för att starta.
5. Tryck två gånger för bekväm värmassage (massagehuvuderna vil glöda i gul färg).
Massagehuvuderna måste ha några minuter för att värmas upp.
6. Tryck en fjärde gång för att stänga av produkten.
7. När massagen är över drar du ur strömsladden.

Posisjonera kudden

Huvudfunktionen till kudden är at tillfredställa alla behov och muskelgrupper som behöver massage. (kolla bilder)

Underhåll

Massagekudden måste kopplas i från och den måste kylas ned innan du rengör den. Lagg INTE kudden i vatten. Rengör med en handduk eller liknande. Använd inte slipande objekter för att rengöra med. Prova INTE att reparera eller demontera den själv. Uppstår det problem med produkten när du använder den, kontakta kundservice.

VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE

Om det skulle uppstå andra problem av något slag, ber vi dig kontakta NF:s servicecenter. Här sitter det konsulter med speciell kompetens för att hjälpa dig med frågor som rör produkten, montering eller fel och brister. Du kan även gå till hemsidan www.exerfit.se. Här kommer det att finnas mycket information om produkterna.

VI VILL HELST ATT DU KONTAKTAR OSS INNAN DU EVENTUELLT GÅR TILLBAKA TILL BUTIKEN MED PRODUKTEN:

Kundtjänst: 036-452 53

När du kontaktar oss bör du ha denna bruksanvisning samt originalbruksanvisningen ("USER'S MANUAL") tillhands.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Ring eller e-posta till:

Kundtjänst: 036-452 53

E-post: service@exerfit.se

När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:

- Träningsredskapets modellnummer
- Produktens namn
- Produktens serienummer
- Reservdelsnummer (finns i "USER'S MANUAL")
- Beskrivning av önskad reservdel, se sprängskissen i originalbruksanvisningen (Exploded Drawing i "USER'S MANUAL").